

# ADOLONTA 30 ml EN “PULSACIONES”

(Modificado Clínica del Dolor. H. Los Morales)

## 1.- DESCRIPCIÓN DEL FRASCO:

Frasco de 30 ml con pulsador. Para evitar tener que contar gotas, al ser empujado sale una determinada cantidad de líquido, el cual equivale a una Pulsación

Nota.- 4 Pulsaciones equivalen a 50 mg y 8 pulsaciones a 100 mg

**2.-** Se puede tomar con agua, zumo, leche o directamente con las 3 comidas

ADMINISTRACIÓN	MAÑANA	MEDIODÍA	NOCHE
Comienzo	1 PULSACIÓN	1 PULSACIÓN	1 PULSACIÓN
A LOS 3 DÍAS	2 PULSACIONES	2 PULSACIONES	2 PULSACIONES
A LOS 3 DÍAS	3 PULSACIONES	3 PULSACIONES	3 PULSACIONES
A LOS 3 DÍAS	4 PULSACIONES	4 PULSACIONES	4 PULSACIONES
A LOS 3 DÍAS	5 PULSACIONES	5 PULSACIONES	5 PULSACIONES
A LOS 3 DÍAS	6 PULSACIONES	6 PULSACIONES	6 PULSACIONES
A LOS 3 DÍAS	7 PULSACIONES	7 PULSACIONES	7 PULSACIONES
A LOS 3 DÍAS	8 PULSACIONES	8 PULSACIONES	8 PULSACIONES